

# Diemer

www.materialmedico24.es

## AED Plus®



## Especificaciones técnicas

### Medición de la compresión del tórax con Real CPR Help

La fuerza que se precisa para comprimir el tórax durante la RCP varía en función de la complejión y la anatomía del paciente. No obstante, la medida estándar de la calidad de la compresión torácica no es la fuerza sino la profundidad. La tecnología Real CPR Help® presente en CPR-D-padz® de ZOLL, incluye un localizador para la ubicación de la mano, un acelerómetro, circuitos electrónicos y un algoritmo de procesamiento. Todos ellos funcionan en conjunto para medir el desplazamiento vertical en el espacio a medida que se realizan las compresiones.

### Talla única

El diseño de electrodo de una pieza de ZOLL tiene en cuenta la variación anatómica. El diseño de CPR-D-padz se basa en numerosos datos humanos y se ajusta a las características antropométricas de la anatomía torácica del 99% de la población. Si fuese necesario, el electrodo inferior (apical) se puede separar y ajustarse para abarcar al otro 1% de la población.

### Colocación simplificada


Colocar dos parches de electrodo separados en el tórax desnudo del paciente puede resultar confuso para el reanimador ocasional. CPR-D-padz de ZOLL simplifica este paso al guiar la colocación de la marca de referencia roja en el centro de la línea imaginaria que conecta los pezones del paciente. Una vez en su lugar, el localizador de mano y los dos parches de electrodo se colocan de forma natural en la posición óptima tanto para desfibrilación como para RCP.

### Vida útil: 5 años

Todos los electrodos de DEA transmiten electricidad de desfibrilación al paciente a través del metal que está en contacto con el gel de infusión de sal que se pone entre el metal y la piel. Sin embargo, con el tiempo, la sal que contiene el gel corroe el metal y finalmente afecta a la funcionalidad del electrodo. El novedoso diseño del electrodo de ZOLL, sacrifica un elemento no fundamental del electrodo para controlar el proceso de corrosión y ofrecer una vida útil sin precedentes de cinco años.



Real CPR Help® ofrece una ayuda única para los reanimadores al entregar retroalimentación en tiempo real sobre la profundidad y la frecuencia de compresión para RCP.



Los CPR-D-padz de una pieza de ZOLL están diseñados para ajustarse a la anatomía torácica del 99% de la población.



Los CPR-D-padz cuentan con ilustraciones claras sobre la colocación anatómica y una marca de referencia para la ubicación de la mano para RCP.



Los CPR-D-padz vienen complementados con elementos de rescate esenciales, entre ellos, mascarilla protectora, máquina de afeitar, tijeras, guantes desechables y toallita húmeda desechable.

**ADVANCING  
RESUSCITATION.  
TODAY.®**

ZOLL Medical Corporation  
Worldwide Headquarters  
269 Mill Road  
Chelmsford, MA 01824  
978-421-9655 800-348-9011

**Diemer**  
www.materialmedico24.es

## Especificaciones de AED Plus

### DESFIBRILADOR

**Forma de onda:**  
bifásica rectilínea.

**Tiempo de retención de carga del desfibrilador:** 30 segundos

**Selección de la energía:**  
selección automática  
preprogramada  
(120J, 150J, 200J)

**Seguridad del paciente:**  
todas las conexiones de paciente están aisladas desde el punto de vista eléctrico.

**Tiempo de carga:** menos de 10 segundos con baterías nuevas.

**Electrodos:** CPR-D-padz, pedi-padz® II o stat-padz® II de ZOLL.

**Comprobación automática:**  
Comprobación automática configurable de 1 a 7 días.  
Valor predeterminado = cada 7  
Comprobación mensual a energía completa (200J).

**Comprobaciones automáticas**  
Capacidad de batería, conexión de los electrodos, electrocardiograma y circuitos de carga y descarga, hardware y software de microprocesador, circuito de RCP y sensor CPR-D, y circuito de audio

**RCP: Metrónomo de frecuencia**  
Variable entre 60 y 100 CPM

**Profundidad:** de 3/4" a 3,5";  
De 1,9 a 8,9 cm

**Asesoramiento de la desfibrilación: evalúa la conexión del electrodo y el ECG del paciente para determinar si se requiere la desfibrilación.**

**Ritmos susceptibles de descarga:**  
fibrilación ventricular con amplitud promedio >100 microvoltios y taquicardia ventricular compleja amplia con frecuencias mayores que 150 lpm para adultos o 200 lpm para niños. Para conocer la sensibilidad y especificidad del algoritmo de análisis de ECG, consulte la Guía del administrador de AED Plus.

**Rango de medición de la impedancia del paciente:**  
0 a 300 ohmios

**Desfibrilador:** circuito protegido de ECG

**Formato de pantalla:** LCD con barra de movimiento opcional

**Tamaño:** 2,6" x 1,3"; 6,6 cm x 3,3 cm

**Ventana de vista de ECG opcional:** 2,6 segundos

**Velocidad de barrido de la pantalla de ECG opcional:** 25 mm/s 1"/s

**Capacidad de batería:** Nuevas normales (20 °C) = 5 años (225 descargas) o 13 de monitorización continuada. Fin de la vida indicada por la X roja (descargas restantes normales= 9).

**Registro de datos y almacenamiento:**  
50 minutos de datos de ECG y RCP.  
20 minutos de grabación de audio y datos de ECG y RCP, si la opción de grabación de audio está instalada y activada. 7 horas de datos de ECG y RCP si la opción de grabación de audio está desactivada.

**Requisitos mínimos de PC para configuración y recuperación de los datos del paciente:** equipo con Windows® 98, Windows® 2000, Windows® NT, Windows® XP, compatible con IBM, PII con 16550 UART (o superior), 64 MB de RAM. Monitor VGA o mejor. Unidad de CD-ROM. Puerto infrarrojo. Espacio en disco de 2 MB.

### DISPOSITIVO

**Tamaño:** (alto x ancho x profundidad) 5,25" x 9,50" x 11,50"; 13,3 cm x 24,1 cm x 29,2 cm

**Peso:** 6,7 lb; 3,1 kg

**Alimentación:** baterías reemplazables por el usuario. 10 baterías tipo 123A Photo Flash de litio-dióxido de manganeso.

**Clasificación del dispositivo:**  
Clase II con alimentación interna según EN60601-1

**Normas de diseño:** cumple con los requisitos aplicables de las normas UL 2601, AAMI DF-39, IEC 601-2-4, EN60601-1, IEC60601-1-2.

### AMBIENTE

**Temperatura de funcionamiento:**  
32 °F a 122 °F; 0 °C a 50 °C

**Temperatura de almacenamiento:**  
-22 °F a 140 °F; -30° a 60 °C

**Humedad:** de 10% a 95% de humedad relativa, sin condensación

**Vibración:** MIL Std. 810F, prueba de helicóptero mínimo.

**Descarga:** IEC 68-2-27; 100G

**Altitud:** 300 a 15.000 pies; -91 m a 4573 m

**Ingreso de agua y partículas:** IP-55.

### CPR-D-padz

**Vida útil:** 5 años

**Gel conductor:** hidrogel de polímero

**Elemento conductor:** estaño

**Embalaje:** bolsa laminada de múltiples capas

**Clase de impedancia:** baja

**Longitud del cable:**  
48 pulgadas (1,2 m)

**Esternón:** Longitud: 6,1" (15,5 cm); Ancho: 5,0" (12,7 cm); Largo, gel conductor: 3,5" (8,9 cm); Ancho, gel conductor: 3,5" (8,9 cm); Área, gel conductor: 12,3 pulgadas<sup>2</sup> (79,0 cm<sup>2</sup>);

**Ápex:** Longitud: 6,1" (15,5 cm); Ancho: 5,6" (14,1 cm); Largo, gel conductor: 3,5" (8,9 cm); Ancho, gel conductor: 3,5" (8,9 cm); Área, gel conductor: 12,3 pulgadas<sup>2</sup> (79,0 cm<sup>2</sup>);

**Conjunto completo:** Longitud doblado: 7,6" (19,4 cm); Ancho doblado: 7,0" (17,8 cm); Altura doblado: 1,5" (3,8 cm)

**Normas de diseño:** cumple con los requisitos aplicables según ANSI/AAMI/ISO DF-39-1993.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

©2011 ZOLL Medical Corporation. Reservados todos los derechos. Advancing Resuscitation Today, AED Plus, CPR-D-padz, pedi-padz II, Real CPR Help, stat-padz y ZOLL son marcas comerciales y marcas registradas de ZOLL Medical Corporation en Estados Unidos y en los demás países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Impreso en EE.UU. 061110 9656-0158-10

**ZOLL**