

Diemer s.l.

DISTRIBUCIONES DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS
EMERGENCIAS Y RESCATE

DESFIBRILADOR SAVER ONE KIT Espacios públicos VERSION 1

Monitor desfibrilador SAVER ONE semi automático con protocolo por voz. Pantalla de servicio. Kit Espacios públicos con vitrina STANDARD homologado según normativa. Dispone de las últimas actualizaciones. Incluye KIT de RCP. Con los nuevos protocolos de desfibrilación Kit RCP (resucitación cardio pulmonar. Equipo con las siguientes características:

- ✓ Desfibrilador semí automático bifásico exponencial truncado.
- ✓ Portátil con batería sin mantenimiento 5 años – 300 descargas
- ✓ Protocolo por Voz con mensajes en castellano de guía uso y desfibrilación.
- ✓ Test automático de comprobación diaria
- ✓ Auto chequeo y calibración automática
- ✓ Equipo sin mantenimiento, avisa de necesidad con cambio de batería.
- ✓ Pantalla de servicio
- ✓ Vitrina desfibrilador ESTÁNDAR con alarma
- ✓ Cartel adhesivo DEA espacio cardio saludable
- ✓ Cartel metacrilato DEA espacio cardio protegido



Accesorios incluidos:

- Desfibrilador SAVER ONE
- Electrodo de desfibrilación par esteril adulto
- Batería sin mantenimiento 5 años modo espera 300 descargas
- Funda de protección y transporte
- Pantalla servicio
- Garantía 6 años
- Manual de uso y CD
- Armario vitrina ESTÁNDAR con alarma
- Cartel DEA espacio Cardio protegido
- Cartel DEA espacio Cardio saludable
- Kit RCP compuesto por:
- Boca – boca con válvula anti retorno
- Tijera corta ropa
- Guantes de nitrino
- Rasuradota esteril
- Sobre de toallita de alcohol esteril
- Funda para guardar todo el Kit

