



Cabina mural para desfibriladores DAE Desfibrilador Automático Externo

AIVIA 100

Descripción general

El AIVIA combina robustez y ligereza y está compuesto de dos partes distintas :

- La cubierta de policarbonato
- El soporte de ABS

Estos materiales muy conocidos en el sector automovilístico, entre otros, presentan características sorprendentes de resistencia a impactos.

El policarbonato se usa para los faros de los vehículos y el ABS para los parachoques.

Señalización

En la parte frontal figura la cadena de supervivencia y tres pictogramas explícitos que muestran perfectamente su forma de uso.

En los lados aparecen las etiquetas AED (anglosajón) y DAE (latín) separados por el símbolo específico de desfibrilación (corazón roto por un arco eléctrico).



AIVIA 100

Características

Iluminación Día / Noche del compartimento DAE mediante leds en función de la luminosidad externa.

El acceso al DAE está precintado con hilos de sellado de un sólo uso. La apertura de la cubierta dispara de forma automática una alarma visual (LED rojo parpadeante).

La alarma sonora (90 dB/ 1 m) es opcional.

Posicionamiento

Alimentado por pilas, el AIVIA 100 (4 x LR20 incluidas) ha sido desarrollado exclusivamente para uso en interiores debido a la imposibilidad de añadir un sistema de calefacción en su interior.

Dimensiones :

H = 423 mm, L = 388 mm, D = 201 mm, Peso = 3,5 kg

