



## Cabina mural para DAE Desfibrilador Automático Externo

### AIVIA "S"

#### Presentación

La cabina de pared AIVIA "S" ha sido desarrollada para albergar el desfibrilador y para su instalación en interiores.

Con un objetivo estético, ligero y robusto, la cabina AIVIA "S" está formada por 2 partes bien diferenciadas:

- La parte frontal de policarbonato.
- La carcasa de ABS.

Estos materiales utilizados en muchos sectores, entre ellos el automovilístico, presentan unas características de resistencia a choques sorprendentes.

El acceso al DAE está protegido por adhesivos de sellado de apertura.

#### Señalización

En la parte frontal figura la cadena de supervivencia así como tres pictogramas explícitos que muestran perfectamente su forma de uso



# AIVIA "S"

## Dimensiones:


A = 400 mm, A = 341 mm, P = 198 mm,  
Peso = 1,5 kg



Correa que sujeta AED/DAE



Adhesivo de sellado de protección



Puntos de fijación 8,5 mm para pared

Producto distribuido por: