

MD100B

Monitor ECG de mano



Monitor de ECG de mano MD100B, pensado para cada uno de nosotros, diseñado para el cuidado en el hogar, especialmente para aquellos que están bajo la amenaza potencial de una enfermedad cardiovascular. La supervisión regular y frecuente de su corazón es útil para conocer los factores de riesgo en fase inicial y reaccionar en consecuencia. Los registros de datos cardíacos almacenados pueden servir de referencia para el examen clínico de ECG. Conozca el estado de su corazón en cualquier momento y en cualquier lugar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Seguridad

Cumple con los requisitos de las normas de serie IEC60601 y CE de acuerdo con MDD93/42/EEC

Medioambiente

Temperatura de Funcionamiento:	5°C - 40 °C
Humedad Relativa:	≤80%
Temperatura de almacenaje:	-20 °C - 55 °C
Humedad Relativa:	≤93%

Requisitos Batería

Fuente de Alimentación: 2 pilas alcalinas tipo AAA
 Voltaje de Funcionamiento: DC 3V (+0.3V, -0.6V)

Dimensiones y peso

Dimension: 130mmX84mmX21mm
 Peso: 100g (Sin pilas)

Pantalla

Tipo de Pantalla: 160 X240 dot-matrix single color LCD
 Área de visualización en forma de ola: 57.0mm X27.0mm
 Iluminación de fondo: Luz de fondo LCD

ECG

Ancho de banda de señal:	0.5Hz - 75Hz
Tasa de muestreo:	250Hz
Rango de medición de Ritmo cardíaco:	30bpm - 240bpm
Exactitud de la Frecuencia cardíaca:	30 - 100bpm: ≤ ±2bpm 101 - 240bpm: ≤ ±4bpm

CARACTERÍSTICAS

- Pequeño, portátil y fácil de usar.
- Libre de cables o electrodos.
- Mediciones rápidas en tan solo 30 segundos.
- 200 Registros de ECG, cada uno con 30 segundos de onda ECG Y análisis.
- Pantalla de perfil de onda ECG, Ritmo cardíaco, resultados del Análisis y nivel de batería en pantalla retroiluminada LCD.
- Los resultados se pueden transmitir a un PC a través de USB.
- Tiempo de apagado seleccionable (de 1 a 10 minutos)
- Auto-evaluación basada en datos identificados
- Dos modos de medida a elegir
- 2 Pilas que llegan a realizar al menos 500 mediciones
- Libre revisión de datos

Almacenamiento de la Información

Every record stores ECG data for 30 seconds.

The device can store 200 items of ECG strips records at most.

Accesorios

Pilas (AAA)-----	2 piezas
Bolsa -----	1 pieza
Tarjeta de Garantía -----	1 pieza
Cable -----	1 pieza
Software para la gestión de la Información-----	1 pieza
Instrucciones -----	1 pieza
Guía Rápida de Operaciones -----	1 pieza
Cable ECG -----	1 pieza

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Diemer s.l.
 C/ Zubiete n.º 44 – Poligono ISASI entreplanta Nave 4
 48192 Gordexola – Bizkaia
 Tfno. 946690037 – Fax. 946690357
 Email. info@diemer.es
 Www.materialmedico24.es - www.diemer.es

Diemer

